



**FRESENIUS  
KABI**

caring for life



# Tillbehör adaptrar

# Tillbehör adaptrar



**EasyBag Bolusadapter ENFit**

Adapter för ENFit sprutor för uttagande av bolusvolym från sondnärningar i EasyBag. Säker enteral ENFit koppling, enligt den internationella säkerhetsstandarden ISO 80369-3. För en säker och tätslutande anslutning. Slang i PVC med mjukgörare TEHTM. Fri från latex och bisfenol A. Sterilförpackad (EO).



**EasyBottle adapter**

Kopplar samman enterala aggregat med ENPlus koppling med EasyBottle flaskor (näringsdryck) för att kunna ge som sondnärning. ENPlus koppling. Fri från latex och bisfenol A. Sterilförpackad (EO).



**Freka adapter ENFit-LuerLock**

ENFit (male) och LL (female). Passar till sonder med LL (male). Fri från PVC och latex. Ej steril- eller styckförpackad.



**Freka adapter Female LuerLock ENFit**

Adapter för port ENFit (female) - LL (female) oral. Fri från PVC och latex. Ej steril- eller styckförpackad.



**Freka adapter LuerLock-ENFit**

ENFit (female) och LL (male). Passar till LL-aggregat och ENFit-sonder. Fri från PVC och latex. Ej steril- eller styckförpackad.



**Freka ENFit ENLock stegadapter**

Kan kopplas till ENFit sprutor och female koppling på aggregat. Fri från PVC och latex. Ej steril- eller styckförpackad.



**Freka förlängningsslang 100 cm ENFit**

Passar till aggregat med ENFit-koppling. Fast ENFit-koppling, både male/female. Slangklämma. Fri från latex, PVC och bisfenol A. Sterilförpackad (EO).



**Freka konadapter ENFit**

Adapter till konformade sonder. Kopplas till sprutor, aggregat eller förlängningsslangar. Säker enteral ENFit koppling, enligt den internationella säkerhetsstandarden ISO 80369-3. För en säker och tätslutande anslutning. Slang i PVC med mjukgörare TEHTM. Fri från latex och bisfenol A. Sterilförpackad (EO).



**Freka universaladapter ENFit**

Konformad adapter som passar till exempelvis konformade sprutor. ENFit kopplingen (female) passar till ENFit (male) så som sonder, läkemedelsportar på ENFit aggregat. Säker enteral ENFit koppling, enligt den internationella säkerhetsstandarden ISO 80369-3. För en säker och tätslutande anslutning. Fri från PVC, latex och bisfenol A. Sterilförpackad (EO).



**VarioLine adapter ENPlus**

Används tillsammans med enterala aggregat med ENPlus koppling och flaskor med bred hals så som nappflaskor. ENPlus koppling. Fri från latex och bisfenol A. Sterilförpackad (EO).



**VarioBottle Adapter ENFit**

Adapter för att dra upp vätskor från en flaska. Flexibel i användning eftersom den passar till de flesta storlekar på flaskhalsar. Möjlighet till direkt anslutning av en ENFit-spruta.

## BESTÄLLNINGSPÅSÖKNING

Produkt	Förpackning	Varunr. Tamro/ Apotek	Artikelnr. leverantör
EasyBag Bolusadapter ENFit	1x15 st	825165	7755694
EasyBottle adapter	1x60 st	821587	7989923
Freka adapter ENFit-LuerLock	1x15 st	825578	7981366
Freka adapter Female LuerLock ENFit	1x15 st	825645	7981377
Freka adapter LuerLock-ENFit	1x15 st	825579	7981365
Freka ENFit ENLock stegadapter	1x15 st	826041	7981376
Freka förlängningsslang 100 cm ENFit	1x30 st	825166	7755693
Freka konadapter ENFit	1x15 st	825178	7751562
Freka universaladapter ENFit	1x15 st	825167	7755695
VarioLine adapter ENPlus	1x30 st	823677	7751857
VarioBottle Adapter ENFit	1x30 st	827166	7752015



**FRESENIUS  
KABI**  
caring for life

Fresenius Kabi AB  
Tel: 020-116 68 44  
kundservice@fresenius-kabi.com  
fresenius-kabi.se

Ordermottagning Tamro:  
tel: 031-767 76 43, e-post: order@tamro.com  
För produktinformation, vänligen kontakta  
Fresenius Kabis medicinska information.